

# starbutment

kompatibel zu Straumann® synOcta®

Implantat Ø:  RN  WN

Kd.-Nr. \_\_\_\_\_

Praxisstempel/Name \_\_\_\_\_

Regio:

Patienten-Name \_\_\_\_\_

Datum, Unterschrift \_\_\_\_\_

**Formular übermitteln:** per Fax (+43 6462 601111) oder Mail (info@cadstar.dental)

**Höhe des Emergenzprofils:** (Min. 0,5 mm / Max. 5 mm)

Mesial  mm

Distal  mm

Palatinal/Lingual  mm


Labial  mm

**Durchmesser des Emergenzprofil:** (Min. Ø 5 mm / Max. Ø 8 mm)

mm

**Anschlussrotation ankreuzen:**

Palatinal/  
Lingual




Labial

Palatinal/  
Lingual




Labial

Palatinal/  
Lingual



Labial

Palatinal/  
Lingual



Labial

**Abutmentneigung und Stumpfhöhe wählen:** (Abutmentneigung max. 25° / Stumpfhöhe max. 15 mm)

Neigung: (PALATINAL)

Grad

Neigung: (LABIAL)


Grad

Neigung (DISTAL):

Grad

Neigung: (MESIAL)

Grad



Stumpfhöhe:

mm

