

Aufschlüsselung Implantatsysteme Exocad

(die Größe bzw. der Durchmesser muss in der Software nach dem Auswählen des Implantatsystems im Drop-Down-Menü darunter ausgewählt werden!)

Name Implantatsystem

Name in Exocad

Argon:

Argon K3 Pro

CADstar ARG K3P

Zirkon oder Titan muss im Drop-Down Menü daneben gewählt werden

Astra Tech:

OsseoSpeed Zirkon-Abutment

CADstar AT OSS Zr

OsseoSpeed Titan-Abutment

CADstar AT OSS Ti

Bego:

Semados Zirkon-Abutment

CADstar BEGO SEM Zr

Semados Titan-Abutment

CADstar BEGO SEM Ti

Biomet 3i:

Certain Zirkon-Abutment

CaDstar 3i CT Zr

Certain Titan-Abutment

CaDstar 3i CT Ti

External Zirkon-Abutment

CADstar 3i EX Zr

External Titan-Abutment

CADstar 3i EX Ti

Bredent Medical:

Sky Zirkon-Abutment

CADstar BR SKY Zr

CAMLOG:

CAMLOG Zirkon-Abutment

CADstar AL CAM Zr

Die Kaminhöhe ("CAD CAM" oder "kurz") muss im Drop-Down Menü daneben gewählt werden

CAMLOG Titan-Abutment

CADstar AL CAM Ti

CONELOG Zirkon-Abutment

CADstar AL CON Zr

Die Gingivahöhe (GH 0,8mm oder GH 2,0mm) muss im Drop-Down Menü daneben gewählt werden

CONELOG Titan-Abutment

CADstar AL CON Ti

Dentaurum:

tioLogic Zirkon-Abutment

CADstar DEN TIO Zr

tioLogic Titan-Abutment

CADstar DEN TIO Ti

Dentsply Friadent:

Ankylos C/X

CADstar DF ANK

“C” oder “X” muss im Drop-Down Menü daneben gewählt werden

Frialit-XiVe Zirkon-Abutment

CADstar DF Xi Zr

Frialit-XiVe Titan-Abutment

CADstar DF Xi Ti

Implant Direct:

Interactive Zirkon-Abutment

CADstar ID INT Zr

Interactive Titan-Abutment

CADstar ID INT Ti

Legacy Zirkon-Abutment

CADstar ID LEG Zr

Legacy Titan-Abutment

CADstar ID LEG Ti

Swish Zirkon-Abutment

CADstar ID SWI Zr

Swish Titan-Abutment

CADstar ID SWI Ti

Tri-Lobe Zirkon-Abutment

CADstar ID TRI Zr

Tri-Lobe Titan-Abutment

CADstar ID TRI Ti

Keystone Dental:

Genesis Zirkon-Abutment

CADstar KD GEN Zr

Genesis Titan-Abutment

CADstar KD GEN Ti

PrimaConnex Zirkon-Abutment

CADstar KD PRI Zr

PrimaConnex Titan-Abutment

CADstar KD PRI Ti

Medentis Medical:

ICX templant Zirkon-Abutment

CADstar MM ICX Zr

ICX templant Titan-Abutment

CADstar MM ICX Ti

Neoss Ltd.:

NEOSS Zirkon-Abutment

CADstar NEO NIS

Nobel Biocare:

Active (CC) Zirkon-Abutment

CADstar N AC Zr

Active (CC) Titan-Abutment

CADstar N AC Ti

Branemark Zirkon-Abutment

CADstar N BRA Zr

Branemark Titan-Abutment

CADstar N BRA Ti

Replace Select Zirkon-Abutment

CADstar N RS Zr

Replace Select Titan-Abutment

CADstar N RS Ti

Prowital:

wi.tal Zirkon-Abutment

CADstar PROWITAL

SIC invent AG:

SICase Zirkon-Abutment

CADstar SIC ACE Zr

Straumann:

Bone Level Zirkon-Abutment

CADstar S BL Zr

Bone Level Titan-Abutment

CADstar S BL Ti

SynOcta Zirkon-Abutment

CADstar S SYN Zr

SynOcta Titan-Abutment

CADstar S SYN Ti

Zimmer:

Tapered-Screw-Vent Zirkon-Abutment

CADstar Z TSV Zr

Tapered-Screw-Vent Titan-Abutment

CADstar Z TSV Ti